

Mode d'emploi du kit de dépistage colorectal

Il vous faudra...

Un récipient pour recueillir vos selles, comme un vieux récipient propre

La trousse de dépistage (ci-jointe)


Un stylo

ou du papier de toilette

Très important

Écrivez la date à laquelle l'échantillon a été prélevé sur le kit de test car dans le cas contraire nous ne pourrions peut-être pas le tester.

1




2



Posez un récipient ou du papier de toilette dans la cuvette pour recueillir vos selles.

3




Ouvrez le flacon en dévissant le couvercle pour en sortir le bâtonnet.

4



Plongez le bout du bâtonnet dans l'échantillon de vos selles jusqu'à ce que les deux stries à son extrémité soient recouvertes (voir ci-dessus).

5



Remettez la bâtonnet dans le flacon. Fermez le flacon en revissant le couvercle.

6



Souvenez-vous de vous laver les mains.

7



Une fois cela achevé, insérez le kit de test dans l'enveloppe matelassée affranchie de couleur pourpre et envoyez-la nous par la poste aussitôt que possible.

