


Anleitungen zum Testkit der Darmvorsorgeuntersuchung

Das brauchen Sie....

Etwas um Ihren Kot aufzufangen, wie etwa einen alten, sauberen Behälter



Testkit (beigefügt)



Stift



oder Toilettenpapier


Sehr wichtig

Schreiben Sie das Datum, wann Sie die Stuhlprobe machen auf das Testkit, ansonsten können wir es möglicherweise nicht testen.

1




2




Geben Sie einen Behälter oder Toilettenpapier in die Toilette um den Stuhl aufzufangen.

3




Schrauben Sie Kappe des Röhrchens ab und nehmen Sie das Stäbchen heraus.

4



Tauchen Sie das Ende des Stäbchens in Ihren Stuhl. Füllen Sie nur die beiden schmalen Einkerbungen am Ende des Stäbchens (wie oben angezeigt).

5



Stecken Sie das Stäbchen zurück in das Röhrchen. Verschließen Sie das Röhrchen indem Sie die Kappe wieder aufschrauben.

6



Denken Sie daran, Ihre Hände zu waschen.

7



Wenn Sie fertig sind geben Sie das Testkit in den im Voraus bezahlten violet gepolsterten Umschlag, und senden Sie ihn so schnell wie möglich an uns zurück.

