

ബവൽ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ആവശ്യമാകുന്നതാണ്...

നിങ്ങളുടെ മലം എടുക്കുന്നതിന്, ഒരു പഴയ, വൃത്തിയുള്ള കണ്ട്യിൻർ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും


ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് (ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു)

പെൻ

അല്ലെങ്കിൽ ടോയിലറ്റ് പേപ്പർ

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്
നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന തീയതി ടെസ്റ്റ് കിറ്റിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിന്റെ തീയതി പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം.

1




2




നിങ്ങളുടെ മലം എടുക്കുന്നതിന് ഒരു കണ്ട്യിൻർ അല്ലെങ്കിൽ ടോയിലറ്റ് പേപ്പർ ടോയിലറ്റിലേക്ക് ഇടുക.

3




സ്റ്റിക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ ട്യൂബിന്റെ മൂടി അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യുക.

4



സ്റ്റിക്കിന്റെ അഗ്രം നിങ്ങളുടെ മല സാമ്പിളിലേക്ക് ഇറക്കുക. സ്റ്റിക്കിന്റെ അഗ്രത്തിലുള്ള 2 ചെറിയ ഗ്രൂവുകൾ മാത്രം നിറയ്ക്കുക (മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ).

5



സ്റ്റിക്ക് ട്യൂബിലേക്ക് തിരികെ വയ്ക്കുക. മൂടി തിരികെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ട്യൂബ് അടയ്ക്കുക.

6



നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കഴുകാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.

7



പൂർത്തിയാക്കിത്തന്നാൽ, ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള പർപ്പിൾ പാസ്റ്റ്യൽ പ്രീപെയ്ഡ് എൻവലപ്പിൽ ഇട്ട ശേഷം സാധിക്കുന്നതും ഉടനെ തന്നെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

