

# 肠癌筛检套件使用指示

## 您将需要...

装粪便的器皿，  
例如用过洗净的容器

检测套件  
(内附)

笔

或卫生纸

### 非常重要

请在检测套件上注明采样日期，  
否则可能无法检验。

1




2



在马桶内置入容器或卫生纸来  
装您的粪便。

3




把试管的盖子拧开取出棒条。

4



把棒条的尾端插入粪便样本。只  
装满棒条尾端的两个小槽(如上  
图示)。

5



把棒条放回试管内。把盖子重  
新拧上。

6



请记得洗手。

7



完成后，把检测套件放进所提  
供的紫色软垫预付邮费信封  
内，并尽快寄回。

