



Instrukcja użytkowania zestawu do wykonania badań przesiewowych jelita

Co będzie potrzebne....

Coś, w co będzie można złapać stolec, np. stary, czysty pojemnik



Zestaw do badania (dołączony)



Długopis

lub papier toaletowy




Bardzo ważne

Należy zapisać datę pobrania próbki na teście do badania, w przeciwnym wypadku być może nie będziemy mogli jej zbadać.

1




2



Włóż pojemnik lub papier toaletowy do toalety, żeby złapać stolec.

3




Odkręć tubkę, żeby wyjąć patyczek.

4



Włóż końcówkę patyczka w twoją próbkę stolca. Napętnij patyczek, ale tylko do drugiego rowka na końcu patyczka (jak pokazano powyżej).

5



Włóż patyczek z powrotem do tubki. Zakręć tubkę.

6



Nie zapomnij umyć rąk.

7



Po wykonaniu tego, należy włożyć zestaw do załączonej, fioletowej koperty bąbelkowej i jak najszybciej ją przesać. Nie trzeba kupować znaczka pocztowego.

