

ਬੋਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ...

ਆਪਣੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਾਫ਼ ਡੱਬਾ



ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਬੰਦ)


ਕਲਮ

ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਜਿਸ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਲਿਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ
ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।

1




2



ਆਪਣੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ
ਇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਪਾਓ।

3




ਟਿਯੂਬ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਤਾਕਿ ਸੋਟੀ ਹਟਾ
ਸਕੇ।

4



ਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ
ਡੁਬਾਓ। ਸਿਰਫ਼ ਸੋਟੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਛੋਟੀ
ਝਰੀਟਾਂ ਭਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
ਹੈ)।

5



ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਿਯੂਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਢੱਕਣ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਬੰਦ ਕਰੋ।

6



ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

7



ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਈ 'ਤੇ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਨੂੰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਮਨੀ ਪੈੱਡ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਲਿਫਾਫ਼ੇ
ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਪੋਸਟ ਕਰੋ।

