



# Instrucciones del kit de prueba de detección del cáncer colorrectal

Necesitará lo siguiente....

Un recipiente para su muestra de heces, por ejemplo un recipiente viejo limpio



El kit de prueba adjunto



un bolígrafo



o papel higiénico




## Muy importante:

Escriba la fecha de toma de la muestra en el kit de prueba. Si no lo hace, puede que no se pueda realizar la prueba.

1




2



Ponga el recipiente o papel higiénico en el inodoro para recoger su muestra de heces.

3




Desenrosque la tapa del tubo para sacar la pala.

4



Introduzca el extremo de la pala pequeña en la muestra de heces. Sólo llene las dos ranuras pequeñas al final de la pala.

5



Coloque de nuevo la pala en el tubo. Cierre el tubo reemplazando la tapa.

6



Recuerde lavarse las manos.

7



Una vez terminado, ponga el kit de prueba en el sobre acolchado prepagado de color morado para enviárnoslo por correo lo antes posible.

